

sempermed® 
supreme

SUPREME QUALITÄT AUF GANZER LINIE

EINFACH ANZUZIEHEN – dank synthetischer Innenbeschichtung
HAUTFREUNDLICH – durch das intensive Nachbehandlungsverfahren
ERMÜDUNGSFREI ARBEITEN – dank vollanatomischer Passform



100  **YEARS**
sempermed®
YOUR GLOBAL GLOVE EXPERT™

QUALITÄT AUF GANZER LINIE

Sempermed® Supreme steht für Qualität und Zuverlässigkeit – nicht umsonst ist er einer der meist getragenen, puderfreien OP-Handschuhe Europas.

■ EINFACH ANZUZIEHEN

Die synthetische Innenbeschichtung bildet keine glatte Oberfläche, sondern hat eine spezielle netzartige Struktur, die beim Anziehen weniger Reibungswiderstand entstehen lässt und ein angenehm samtiges Gefühl vermittelt.

■ HOHER TRAGEKOMFORT

Die vollanatomische Form mit extrabreitem Handrücken und gekrümmten Fingern entspricht der natürlichen, entspannten Handhaltung und gewährleistet ermüdungsfreies Arbeiten. Der konische Schaft, angepasst an das Handgelenk, bildet mit seinem Rollrand einen sicheren Abschluss.

■ IDEALES TASTGEFÜHL

Aufgrund seiner Beständigkeit ist die Wanddicke so weit reduziert, dass Ihr Feingefühl bei größtmöglicher Sicherheit kein bisschen geschmälert wird. Er ist wie eine kaum spürbare zweite Haut.

■ HAUTFREUNDLICH

Das speziell entwickelte Nachbehandlungsverfahren besteht aus intensiven, mehrfachen Waschphasen. Der Naturlatex-Proteingehalt und Beschleuniger werden somit auf das technisch mögliche Minimum reduziert.



TECHNISCHE DATEN

TYP	Steriler Operationshandschuh für den Einmalgebrauch, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung																														
MATERIAL	Naturlatex (NR)																														
FARBE	Naturweiß																														
HANDSCHUHFORM	Vollanatomisch mit gekrümmten Fingern und Rollrand																														
GRÖSSE/GESAMTLÄNGE gemäß EN 455-2	5½, 6 und 6½ / median 270 mm 7, 7½ und 8 / median 280 mm 8½ und 9 / median 285 mm																														
WANDDICKE im Handflächenbereich einfach gemessen	0,19-0,23 mm																														
BARRIEREEIGENSCHAFTEN Dichtheit übertrifft EN 455-1 (AQL 0,65 statt AQL 1,5)	AQL 0,65																														
REISSKRAFT gemäß EN 455-2	≥ 12 N																														
LAGERFÄHIGKEIT in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230	3 Jahre																														
STERILISATION	Bestrahlung STERILE R																														
VERPACKUNG	Linker und rechter Handschuh gestulpt, in Innentasche, ozondicht, eingesiegelt im medizinischen Flachbeutel. Im Spenderkarton mit Sterilisations-Indikator: 50 Paar Im Versandkarton mit Sterilisations-Indikator: 300 Paar																														
KENNZEICHNUNG UND KONFORMITÄT ZU NORMEN	EN 455-1/-2/-3/-4, EN 420, EN 421, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 556, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, ISO 15223-1																														
ZWECKBESTIMMUNG gemäß MP-Richtlinie 93/42/EWG gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425	Medizinprodukt Klasse IIa Einmal-Schutzhandschuh – PSA-Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)																														
ARTIKELNUMMERN	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>EU</td> <td>INT</td> <td></td> <td>EU</td> <td>INT</td> </tr> <tr> <td>Größe 5½</td> <td>822751521</td> <td>822751525</td> <td>Größe 7½</td> <td>822751721</td> <td>822751725</td> </tr> <tr> <td>Größe 6</td> <td>822751601</td> <td>822751605</td> <td>Größe 8</td> <td>822751801</td> <td>822751805</td> </tr> <tr> <td>Größe 6½</td> <td>822751621</td> <td>822751625</td> <td>Größe 8½</td> <td>822751821</td> <td>822751825</td> </tr> <tr> <td>Größe 7</td> <td>822751701</td> <td>822751705</td> <td>Größe 9</td> <td>822751901</td> <td>822751905</td> </tr> </table>		EU	INT		EU	INT	Größe 5½	822751521	822751525	Größe 7½	822751721	822751725	Größe 6	822751601	822751605	Größe 8	822751801	822751805	Größe 6½	822751621	822751625	Größe 8½	822751821	822751825	Größe 7	822751701	822751705	Größe 9	822751901	822751905
	EU	INT		EU	INT																										
Größe 5½	822751521	822751525	Größe 7½	822751721	822751725																										
Größe 6	822751601	822751605	Größe 8	822751801	822751805																										
Größe 6½	822751621	822751625	Größe 8½	822751821	822751825																										
Größe 7	822751701	822751705	Größe 9	822751901	822751905																										



KONTAKTIEREN SIE UNS!

Semperit Investments Asia Pte Ltd
8 Jurong Town Hall Road,
#29-03 to 06 JTC Summit, Singapore 609434
E-Mail: sempermed@semperitgroup.com
www.sempermed.com

HERSTELLUNG DURCH:

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.
Segment Sempermed
Österreich · 1030 Wien · Modecenterstraße 22
☎ +43 1 79 777-0 📠 +43 1 79 777-630
✉ sempermed@semperitgroup.com 🌐 www.sempermed.com

* Gemäß Chemikalienbeständigkeitsliste (www.sempermed.com/de/sempermed-informiert/chemikalienschutz/)

WICHTIGER HINWEIS: Die jeweils neuesten Produktinformationen finden Sie auf www.sempermed.com unter «Produkte». **Jegliche Nichtbeachtung dieser Information, insbesondere zu (Chemikalien-)Beständigkeit, Verwendungshäufigkeit und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Semperit haftet weder für unsachgemäßen Gebrauch der Handschuhe noch für unsachgemäße Lagerung und Handhabung. Bei Beschädigungen oder ungewöhnlichen Verschleißerscheinungen dürfen die Handschuhe nicht verwendet werden.** Wenden Sie sich im Zweifelsfall vor der Anwendung an einen Experten. Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Die technischen Daten sind Durchschnittswerte aus der Produktion und können im Einzelfall abweichen. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.

ACHTUNG: Naturlatex kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Schocks auslösen. Semperit übernimmt keine Haftung für allergische Reaktionen. © Copyright 2019 Sempermed