

Produktdatenblatt

Algilock Cleaner Plus

(Artikelnummer 554104)



Beschreibung:

Alginatentferner

- Reinigung im Tauchbad ohne mechanische Einwirkung, ohne Ultraschall, ohne Verkratzen
- Zerlegt die organische Struktur des Abformmaterials, keine aggressive oder ätzende Wirkung, keine Korrosion
- Abformlöffel laufen auch nach mehrmaligem Reinigen nicht an
- Biologisch abbaubar und ph-neutral, phosphatfrei, angenehmer Geruch
- Reicht für ca. 500 Löffel

Anwendung:

Entfernt mühelos Gips und Alginat von Abformlöffeln, Instrumenten und Spateln. Kein umständliches und zeitraubendes Säubern, sondern einfach 50 g auf einen Liter warmes Wasser geben und ca. 15 – 30 Minuten einwirken lassen. Auch im Ultraschallgerät verwendbar. Nicht für Aluminiumlöffel geeignet.