


Produktdatenblatt Medizinische Gesichtsmaske

Stand: 2021-03-31

peppler.de



sensitive new

Produktbeschreibung

Schutzbarriere zum Bedecken von Mund und Nase, um die direkte Übertragung infektiöser Keime zwischen Personal und Patient zu minimieren. Mit Schlaufengummi, latexfrei, unsteril, glasfaserfrei.



Latexfrei



Unsteril

Farben

blau, grün, lila, pink, weiß

Verwendungszweck

Gem. Verordnung (EU) 2017/745:
Medizinprodukt der Klasse I
Gem. DIN EN 14683:
medizinische Gesichtsmaske Typ IIR (spritzresistent)



Einmalprodukt!

Bakterieninfiltranz (BFE)

> 98 %

Material

Außen: 100% Polypropylen Vlies 34 g/m²
Filtermaterial: Melt-blown Vlies 25 g/m²
Innen: 100% Polypropylen Vlies 14 g/m²
Schlaufengummi: elastische Faser
Nasenbügel: Polyethylen beschichteter Draht

Abmessung

Maske: Länge: 175 mm (± 5 mm)
Breite: 90 mm (± 5 mm)
Schlaufengummi: Länge: 170 mm (± 5 mm)
Nasenbügel: Länge: 125 mm (± 5 mm)

Inhalt pro Spenderbox (nach Gewicht)

50 Stück

Inhalt pro Transportkarton (nach Gewicht)

10 x 50 Stück

Lagerung

Kühl und trocken lagern (10-30°C)

Information und Kennzeichnung

Gebrauchsanweisung auf der Verpackung.
KEINE extra Begleitinformation.



Siehe Spenderbox

Entsorgungshinweis

Entsprechend den gültigen Vorschriften entsorgen.

Achtung

Bitte prüfen Sie den Mundschutz vor der Anwendung auf Tauglichkeit. Beschädigtes Produkt nicht verwenden.

N700



VERTRIEB DURCH
Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

TELEFON
DE: 0641-952 05-99
AT: 01-470 17 06

WEB
www.peppler.de
www.peppler.at